

RAPA3G Probe qPCR Mix

Cat.No.: A2259 Size: 1ml Store at: -20℃



描述: RAPA3G Probe qPCR Mix 将热启动 RAPA3G DNA 聚合酶、反应 Buffer、dNTP 染料等试剂预混在一起，是一种 2×浓度的单组分预混试剂。该制品不含有 ROX 校正染料，适用于各种荧光标记探针，并且适用于各种定量 PCR 机型。优化的反应缓冲液，使得该制品可用于 1~2 重的探针法定量 PCR。

制品中的 RAPA3G DNA 聚合酶为第三代 DNA 聚合酶，其具有最高的杂质耐受性，其对乙醇、胍盐、肝素、血清、植物多糖多酚具有极高的耐受性，因此可用于粗样品的直接定量 PCR 检测(Direct PCR)。该酶经化学法修饰，在 50℃ 以下 100%无活性，只有 95 度条件下加热 5min 后才能完全恢复酶的活力。因此该系统可以有效抑制非特异性 PCR 扩增，极大的提高了 PCR 扩增特异性。

包装

2×RAPA3G Probe qPCR Mix	
A2259A	1 ml
A2259B	1 ml x 5

储存:

请避光置于-20℃以下可保存 3 年。该试剂经 30 次冻融后性能无下降，因此不使用时请置于-20℃避光保存。

RAPA3G DNA 聚合酶对抑制物耐受性

SDS	0.01%	Serum	2%
EtOH	5%	Plasma Citrate	2%
Heparin	0.1IU/ml	Gua SCN	0.25%
Hematin	30μM	Trizol	0.5%

操作方法

1、按照如下组分配制 20 μl PCR 反应体系:

	终浓度	
2×RAPA3G Probe qPCR Mix	10 μl	1×
Primer F1 (20 μM)	0.1-0.4 μl	0.1-0.4 μM
Primer R1 (20 μM)	0.1-0.4 μl	0.1-0.4 μM
Probe1 (20 μM)	0.1-0.4 μl	0.1-0.4 μM
其它引物和探针	X	
DNA 模板	0.5~2 μl	
ddH ₂ O	Up to 20 μl	

2. 进行 Real-Time PCR 反应,通常采用两步法，程序如下:

Stage 1	95℃	5 min	热启动	
Stage 2	95℃	5 s	变性	
循环 40 次	60℃	30 s	收集信号	退火/延伸
注意：退火延伸温度可在 55-65℃调整				

3. 在多数情况下，采用两步法程序可获得理想的扩增效果，在无法达到预期理想效果的情况下，也可采用三步法 PCR 程序，程序如下:

Stage 1	95℃	5 min	热启动	
Stage 2	95℃	5 s	变性	
	55℃	10 s	退火	
循环 40 次	72℃	30 s	收集信号	延伸

4. 反应结束后确认 Real-Time PCR 的扩增曲线和标准曲线。